

## Comprehensive Care Optimaliseer uw voordelen



**Maximale uptime en optimale prestaties dankzij ons Comprehensive Care-contract. Voorkom risico's en bescherm uw apparatuur tegen downtime, slechte prestaties en onverwachte arbeids- en onderdelenkosten bij reparaties.**

Ons Comprehensive Care-contract verhoogt maximale uptime en optimale prestaties voor een vaste prijs. Houd uw kosten voor onderhoud en reparaties onder controle.

Ons alomvattende aanbod biedt u exclusieve toegang tot onze uitgebreide expertise op het gebied van onderhoud, advies en betrouwbaarheid, met volledige controle over uw budget.

Voorkom onverwachte kosten en profiteer van de volgende voordelen van ons Comprehensive Care-contract:

### **Inspectie van de apparatuur**

Met de periodieke reiniging en tests van mechanische en elektronische componenten, voorkomt u onverwachte en kostbare downtime en reparaties.

### **Functionele apparatuurtests**

Deze tests worden uitgevoerd om problemen met de apparatuur te identificeren, te diagnosticeren en om te bevestigen dat alle reparaties effectief zijn.

### **Voorkeursplanning**

U hoeft niet te wachten, omdat u prioriteit krijgt bij de planning en onze technische hotline kunt gebruiken.

### **Dekking voor alle arbeidskosten en spareparts**

Vermijd onverwachte en ongeplande arbeids- en sparepartkosten bij reparaties.

# ComprehensiveCare

Het Comprehensive Care-contract\* dekt de volgende onderhoudskosten:

Dekking		Comprehensive Care
<b>Onderhoud</b>	Controle van het netsnoer en de voedingsunit op beschadigingen	■
	Controle van de juiste werking van de elektronische componenten	■
	Controle van de behuizing en pakkingen op beschadiging, binnendringend vocht, chemische verontreiniging, barsten, krassen, enz.	■
	Controle van de verbindingen, interfaces en op corrosie of oxidatie	■
	Controle van het display, het toetsenbord of het touchscreen, op beschadigingen of ontbrekende pixels; controle van de functionaliteit van de gebruikersinterface	■
	Inspectie van de stofkappen, indien van toepassing	■
	Externe en interne reiniging	■
	Testen van de standaardfunctionaliteit	■
	Advies voor vervanging van componenten die in slechte staat verkeren, versleten zijn of defect zijn geraakt	■
	<b>Bijkomende voordelen</b>	Alle kosten voor arbeidsuren en spareparts, worden door dit contract gedekt
	Toegang tot onze technische hotline	■
	Prioriteit bij de onderhoudsplanning	■
<b>Kalibratie, verificatie en certificering</b>	Apart toegevoegd op basis van uw vereisten en reguleringen	

\*op dit contract zijn de METTLER TOLEDO Servicevoorwaarden van toepassing

De preventieve onderhoudsdienst van METTLER TOLEDO garandeert dat uw apparatuur altijd zo optimaal mogelijk functioneert. Onze gestandaardiseerde programma's voorzien u van traceerbare resultaten en de benodigde documentatie. Wij noteren alle inspectiegegevens altijd voor u op correcte en consistente wijze, ongeacht de technicus of de locatie.



## Digitale rapportage

Geen rompslomp. Geen fouten. Geen ontbrekende documentatie. Dankzij ons geautomatiseerde rapportagesysteem profiteert u van eenvoudig toegankelijke digitale documenten die centraal worden opgeslagen.

**METTLER TOLEDO** Service

[www.mt.com/service](http://www.mt.com/service)

Meer informatie



### Mettler-Toledo B.V.

Franklinstraat 5  
4004 JK Tiel, Nederland  
Tel. +31 344 63 83 63  
Fax +31 344 63 83 90

### Mettler-Toledo S.A.

Leuvensesteenweg 384  
1932 Zaventem, België  
Tel. +32 2 334 02 11  
Fax +32 2 334 03 34

Technische wijzigingen voorbehouden  
© 08/2015 Mettler-Toledo B.V.  
Gedrukt in Zwitserland 11795977  
MCG MarCom Greifensee